

1,1ml Rollrandmikroliter-Flasche, 32x11,6mm, Klarglas (1.000 Stück)

Artikelnummer 60619-1109



Produktbeschreibung

1,1ml Rollrandmikroliter-Flasche, 32x11,6mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Rollrandflasche
Größe des Verschlusses:	ND11
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5182-3454
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,1 ml

Weitere Bilder

