

1,5ml Schnapppringflasche, 32 x 11,6mm, Klarglas, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 60644-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Schnapppringflasche, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Schnapppringflasche
Größe des Verschlusses:	ND11
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5182-0546, 5183-4505
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

