

4ml Gewindeflasche, 14x45mm, Klarglas inkl. weisser Schraubkappe mit Durchstichöffnung (100 Stück)

Artikelnummer 60746-1309



Produktbeschreibung

4ml Gewindeflaschen aus Klarglas mit flachem Boden mit weisser Schraubkappe mit Durchstichöffnung und eingelegtem klarem Silikon/PTFE Septum, 14x45mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: Probenaufbewahrung
Kategorie: Flasche + Verschluss
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 4 ml

Weitere Bilder

