

20ml Headspace-Flasche, 75,5x22,5mm, Klarglas, langer Hals, flacher Boden (1.000 Stück)

Artikelnummer 60796-2009



Produktbeschreibung

20ml Headspace-Flasche, 75,5x22,5mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, langer Hals, flacher Boden (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	Headspace
Kategorie:	Headspace-Flasche
Größe des Verschlusses:	ND20
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5182-0837
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	20 ml

Weitere Bilder

