

0.3ml PP Kurzgewinde-Mikroflasche, ND9, 32x11.6mm, transparent (1.000 Stück)

Artikelnummer 60932-1119



Produktbeschreibung

0.3ml PP Kurzgewinde-Mikroflasche, ND9, 32x11.6mm, transparent (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	0,3 ml

Weitere Bilder

