

1,5ml Gewindeflasche ND10, 32x11,6mm, Klarglas, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 61196-1009



Produktbeschreibung

1,5ml Gewindeflasche ND10, 32x11,6mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Gewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND10
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

