


Silanisierte 1,5ml Kurzgewindeflasche, ND9, 32 x 11,6mm, Braunglas, Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 61242-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen, silanisiert (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Braun
Vergleichbar:	5183-2072
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

