

2in1 Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 32x11.6mm, Braunglas, Schriftfeld und Füllmarkierung + vormontierter PP-Kurzgewindekappe, blau, mit Loch, geschlitzt (1.000 Stück)

Artikelnummer 61841-1114



Produktbeschreibung

2in1 Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 32x11.6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung (60520-1109) mit montierter PP-Kurzgewindekappe, blau, mit Loch Silicon weiß/PTFE blau, 55° shore A, 1.0mm, geschlitzt (60869-0915)(Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Vial Kit
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Braun
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

