

2in1 Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 32x11.6mm, Klarglas, Schriftfeld und Füllmarkierungen + 9mm UltraBond Verschluss PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch (1.000 Stück)

Artikelnummer 61859-1124



Produktbeschreibung

2in1 Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 32x11.6mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen 9mm UltraBond Verschluss: PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch Silicon beige/PTFE weiß, 45° shore A, 1,3mm (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Vial Kit
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

