

Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,3ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6mm, Klarglas, "Base Bond" mit weitem Mikroeinsatz (1.000 Stück)

Artikelnummer 62357-1109



Produktbeschreibung

Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,3ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, "Base Bond" mit weitem Mikroeinsatz (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5188-6591
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	0,3 ml

Weitere Bilder

