

Zertifiziertes Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, Klarglas, Schriftfeld + 9mm UltraClean Verschluss PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch (100 Stück)

Artikelnummer 62556-1140



Produktbeschreibung

Zertifiziertes Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, Schriftfeld UltraClean Verschluss: 9mm PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch Silicon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Vial Kit
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	100 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

