

Zertifiziertes Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, Braunglas, Schriftfeld + 9mm UltraClean Verschluss PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch (100 Stück)

Artikelnummer 62557-1140



Produktbeschreibung

Zertifiziertes Vial Kit: 1,5ml Kurzgewindeflasche, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, Schriftfeld UltraClean Verschluss: 9mm PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch Silicon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0mm

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Vial Kit
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Braun
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	100 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

