

1,5ml SureStop Kurzgewindeflasche mit Überdrehenschutz, 32 x 11,6mm, Klarglas, Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 62747-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Kurzgewinde SureStop Flasche , 32 x 11,6mm, klar, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen, mit Überdrehenschutz (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

