

1.5ml Lagervial mit flachem Boden, Klarglas, mit grüner geschlossener Schraubkappe und PTFE-beschichteter Einlage (100 Stück)

Artikelnummer 60009-1409



Produktbeschreibung

1.5ml Lagervial (14x22mm) mit flachem Boden, Gewinde 13-425, Klarglas, mit grüner geschlossener Schraubkappe und PTFE-beschichteter Einlage (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: GC / HPLC
Kategorie: Flasche + Verschluss
Größe des Verschlusses: ND9
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Volumen: 1,5 ml

Weitere Bilder

