


Zertifiziertes Vial Kit: 1.5ml Kurzgewindeflasche ND9, Klarglas + 9mm blaue PP-Schraubkappe mit geschlitztem Silikon weiß / PTFE blau Septum (100 Stück)



Artikelnummer 63692-1140

Produktbeschreibung

Zertifiziertes Vial Kit: 1.5ml Kurzgewindeflasche ND9, Klarglas, 1. hydrologische Klasse und 9mm blaue PP-Schraubkappe mit geschlitztem Silikon weiß / PTFE blau Septum, 55° Shore A, 1mm dick (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: GC / HPLC
Kategorie: Vial Kit
Größe des Verschlusses: ND9
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 1,5 ml

Weitere Bilder

