

9mm UltraClean PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon beige/PTFE weiß, 1,0mm, geschlitzt (UltraBond)

Artikelnummer 61535-0904



Produktbeschreibung

9mm UltraClean PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon beige/PTFE weiß, 45° shore A, 1,0mm, geschlitzt (UltraBond) (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Kurzgewinde
Farbe:	Blau
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septen Funktion:	geschlitzt
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	9 mm
Typ:	UltraClean

Weitere Bilder

