

HPLC Waste-Set 3

Artikelnummer SE307328



Produktbeschreibung

HPLC Entsorgungs-Set 3:

- 1 x Safety Waste Cap, S50 für Platzsparkanister
- 2 x PFA-Fitting 2,3 mm AD
- 2 x PFA-Fitting 3,2 mm AD
- 1 x PP-Schlaucholive 5,0 - 11,5mm ID,
- 1 x GL14 Anschluss für Abluftfilter
- 1 x Platzsparkanister, S50, 5L, PP
- 1 x Abluftfilter S, mit Spritzschutz und Wechselanzeige

Hersteller-Nr.: 307328

Weitere Bilder

