

Universal Waste Hub JAN - S60/61

Artikelnummer SE320060



Produktbeschreibung

Safety Waste Cap + Trichter JAN, S60/61

- 1 x Sicherheits-Trichter
- 1 x Abluftfilter M mit Spritzschutz und Wechselanzeige
- 3 x PP-Schlauch-Oliven 5 - 11,5 mm AD
- 4 x PFA-Fitting 1,6 mm AD
- 4 x PFA-Fitting 2,3 mm AD
- 4 x PFA-Fitting 3,2 mm AD
- 4 x PFA-Blindstopfen für HPLC-Anschlüsse, UNF 1/4"
- 3 x PTFE-Blindstopfen für Schlauch-Anschlüsse, NPT 1/8"
- 1 x PTFE-Blindstopfen für Abluftfilter-Anschluss, GL14

Hersteller-Nr.: 320060

Weitere Bilder

