

HPLC Starter Kit III

Artikelnummer SE399202



Produktbeschreibung

HPLC Starter Kit III - Versorgung:

- 4 x Safety Cap III, GL45
- 4 x Belüftungsventil
- 4 x Wechselanzeige
- 12 x PFA Fitting 1,6 mm AD, grün
- 12 x PFA Fitting 2,3 mm AD, violett
- 12 x PFA Fitting 3,2 mm AD, blau
- 8 x PFA Blindstopfen
- 4 x Beschriftungsfeld

Hersteller-Nr.: 399202

Weitere Bilder

