

Safety Cap II, GreenLine, GL45, PEEK

Artikelnummer SE407909



Produktbeschreibung

Safety Cap II, GreenLine, GL45, PEEK, PFAS-Analytik

- 1 x Belüftungsventil
- 1 x Wechselanzeige
- 2 x PE-Fitting 1,6 mm AD
- 2 x PE-Fitting 2,3 mm AD
- 2 x PE-Fitting 3,2 mm AD
- 1 x PE-Blindstopfen
- 1 x Beschriftungsfeld

Schraubkappe, mit frei drehbarem Kerne aus PEEK, mit Innengewinde UNF 1/4" 28G, zum Anschluss von Kapillaren und eines Belüftungsventils. Frei von Polyhalogenolefinen.

- PFAS-frei
- Kern aus PEEK
- Fittings aus PE
- Ideal für die PFAS-Analytik
- DIN 38407-42 und DIN 38414-14 konform
- EU Richtlinien 202/2184 konform

Hersteller-Nr.: 407909

Weitere Bilder

