

HPLC Starter Kit I, GreenLine, PEEK

Artikelnummer SE499200



Produktbeschreibung

HPLC Starter Kit I, GreenLine, PEEK - Versorgung:

- 3 x Safety Cap I, GL 45, PEEK
- 1 x Safety Cap II, GL 45, PEEK
- 4 x Belüftungsventil
- 4 x Wechselanzeige
- 5 x PE-Fitting 1,6 mm AD
- 5 x PE-Fitting 2,3 mm AD
- 5 x PE-Fitting 3,2 mm AD
- 1 x PE-Blindstopfen
- 4 x Beschriftungsfeld

Schraubkappe, mit frei drehbarem Kerne aus PEEK, mit Innengewinde UNF ¼" 28G, zum Anschluss von Kapillaren und eines Belüftungsventils. Frei von Polyhalogenolefinen.

- PFAS-frei
- Kern aus PEEK
- Fittings aus PE
- Ideal für die PFAS-Analytik
- DIN 38407-42 und DIN 38414-14 konform
- EU Richtlinien 202/2184 konform

Hersteller-Nr.: 499200

Weitere Bilder

