

# Küvette Typ 100-QS, SD=20mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 7 ml

Artikelnummer 172010



## Produktbeschreibung

Küvette Typ 100-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 20 mm, PTFE-Falzdeckel, Füllvolumen 7.000 µl.

**Küvetten Anwendung:** Küvetten für Absorptionsmessungen

**Schichtdicke:** 20mm

**Wellenlänge (von bis):** 200-2500 nm

**Wellenlängenspektrum:** UV/VIS

**Küvetten Typ:** Makro-Küvetten

**Volumen Küvette:** 7 ml

**Hersteller-Nr.:** 100-20-40

## Weitere Bilder

