

Makro-Durchflußküvette, QS, SD=0,1mm,
mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-
Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5-15mm,
Apertur 17,5x3,5mm, WL 200-2500 nm,
0,006 ml

Artikelnummer 172050



Produktbeschreibung

Küvette Typ 170.700-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 0.1 mm, Apertur (HxB) 17.5 x 3.5 mm, Zentrumshöhe 8.5 - 15 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 6.2 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 0,1mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflussküvetten (Kompakt)

Volumen Küvette: 0,006 ml

Hersteller-Nr.: 170700-0.1-40

Weitere Bilder

