

Durchflussskivette Typ 175-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,75 ml

Artikelnummer 172062



Produktbeschreibung

Kivette Typ 175-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, Apertur (HxB) 11 x 6.5 mm, Zentrumshöhe 15 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 750 µl.

Kivetten Anwendung: Kivetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 11mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Kivetten Typ: Durchflussskivetten

Volumen Kivette: 0,75 ml

Hersteller-Nr.: 175-15-10-40

Weitere Bilder

