

Durchflussskivette Typ 175-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,75 ml

Artikelnummer 172063



Produktbeschreibung

Kivette Typ 175-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, Apertur (HxB) 11 x 6.5 mm, Zentrumshöhe 8.5 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 750 µl.

Kivetten Anwendung:	Kivetten und optische Teile für spezielle Anwendungen
Schichtdicke:	11mm
Wellenlänge (von bis):	200-2500 nm
Wellenlängenspektrum:	UV/VIS
Kivetten Typ:	Durchflussskivetten
Volumen Kivette:	0,75 ml
Hersteller-Nr.:	175-85-10-40

Weitere Bilder

