

Durchflusssküvette Typ 176.754-QS, SD=10x2,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x2,5mm, WL 200-2500 nm, 0,275 ml

Artikelnummer 172172



Produktbeschreibung

Küvette Typ 176.754-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 x 2.5 mm, Apertur (HxB) 11 x 2.5 mm, Zentrumshöhe 15 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 275 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflusssküvetten (Kompakt)

Volumen Küvette: 0,275 ml

Hersteller-Nr.: 176-754-10-15-40

Weitere Bilder

