

Durchflussskivette Typ 176.761-QS, SD=5x2,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x2,5mm, WL 200-2500 nm, 0,14 ml

Artikelnummer 172180



Produktbeschreibung

Kivette Typ 176.761-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 5 x 2.5 mm, Apertur (HxB) 11 x 2.5 / 11 x 4 mm, Zentrumshöhe 8.5 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 140 µl.

Kivetten Anwendung: Kivetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 5mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Kivetten Typ: Durchflussskivetten (3in1)

Volumen Kivette: 0,14 ml

Hersteller-Nr.: 176-761-85-40

Weitere Bilder

