

Durchflussküvette Typ 176.762-QS, SD=3x1,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x1,5mm, WL 200-2500 nm, 0,05 ml

Artikelnummer 172184



Produktbeschreibung

Küvette Typ 176.762-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 3 x 1.5 mm, Apertur (HxB) 11 x 1.5 / 11 x 2.5 mm, Zentrumshöhe 8.5 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 50 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 3mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflussküvetten (3in1)

Volumen Küvette: 0,05 ml

Hersteller-Nr.: 176-762-85-40

Weitere Bilder

