

Durchflussküvette Typ 176.766-QS, SD=10x2mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x2mm, WL 200-2500 nm, 0,22 ml

Artikelnummer 172192



Produktbeschreibung

Küvette Typ 176.766-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 x 2 mm, Apertur (HxB) 11 x 2 / 11 x 6 mm, Zentrumshöhe 8.5 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 220 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflussküvetten (3in1)

Volumen Küvette: 0,22 ml

Hersteller-Nr.: 176-766-85-40

Weitere Bilder

