

Durchflussküvette Typ 178.710-QS, SD=10mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur Ø 3mm, WL 200-2500 nm, 0,08 ml

Artikelnummer 172198



Produktbeschreibung

Küvette Typ 178.710-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, Apertur Ø 3 mm, Zentrumshöhe 8.5 mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Volumen 80 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflussküvetten (Kompakt)

Volumen Küvette: 0,08 ml

Hersteller-Nr.: 1787108510-40

Weitere Bilder

