


Rundfenster Typ 202-QX aus Extended Range Quarzglas, WL 200-3500 nm

Artikelnummer 172214



Produktbeschreibung

Rundfenster Typ 202-QX aus Extended Range Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 3500 nm

Küvetten Anwendung: Küvetten und optische Teile für spezielle Anwendungen

Wellenlänge (von bis): 200-3500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS/NIR

Küvetten Typ: Demontierbare Küvetten

Hersteller-Nr.: 202-46

Weitere Bilder

