

Küvette Typ 404-QX, SD=2mm, 2 PTFE-Stopfen, Extended Range Quarzglas, WL 200-3500 nm, 1,4 ml

Artikelnummer 172236



Produktbeschreibung

Küvette Typ 404-QX aus Extended Range Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 3500 nm, Schichtdicke 2 mm, 2 PTFE-Stopfen, Füllvolumen 1400 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 2mm

Wellenlänge (von bis): 200-3500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS/NIR

Küvetten Typ: Makro-Küvetten

Volumen Küvette: 1,4 ml

Hersteller-Nr.: 404-2-46

Weitere Bilder

