


# Dye-Laser-Küvette Typ 111.070-QS, SD=10x10mm, PTFE-Stopfen, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,5 ml

Artikelnummer 172342



## Produktbeschreibung

Küvette Typ 111.070-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 x 10 mm, PTFE-Stopfen, Füllvolumen 3.500 µl.

**Küvetten Anwendung:** Küvetten für Fluoreszenzmessungen

**Schichtdicke:** 10x10mm

**Wellenlänge (von bis):** 200-2500 nm

**Wellenlängenspektrum:** UV/VIS

**Küvetten Typ:** Dye-Laser-Küvetten

**Volumen Küvette:** 3,5 ml

**Hersteller-Nr.:** 111-070-40

## Weitere Bilder

