


Küvette Typ 114F-QS, SD=10x4mm, PTFE-Stopfen, HP Quarzglas, WL 200- 2500 nm, 1,4 ml

Artikelnummer 172350



Produktbeschreibung

Küvette Typ 114F-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 x 4 mm, PTFE-Stopfen, Füllvolumen 1400 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 10x4mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Halb-Mikro-Küvetten

Volumen Küvette: 1,4 ml

Hersteller-Nr.: 114F-10-40

Weitere Bilder

