

Küvette Typ 117F-QS, SD=10x10mm, mit offener Schraubkappe und Silikon-Dichtung, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,5 ml

Artikelnummer 172360



Produktbeschreibung

Küvette Typ 117F-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 x 10 mm, mit offener Schraubkappe und Silikon-Dichtung, Füllvolumen 3.500 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Fluoreszenzmessungen

Schichtdicke: 10x10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Verschließbare Küvetten

Volumen Küvette: 3,5 ml

Hersteller-Nr.: 117100F-10-40

Weitere Bilder

