

Zylinder-Küvette Typ 120-QS, SD=10mm, PTFE-Stopfen, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 2,8 ml

Artikelnummer 172388



Produktbeschreibung

Küvette Typ 120-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Stopfen, Füllvolumen 2.800 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Zylinder-Küvetten

Volumen Küvette: 2,8 ml

Hersteller-Nr.: 120-10-40

Weitere Bilder

