

Zylinder-Küvette Typ 121.000-QS, SD=0,2mm, 2 PTFE-Stopfen, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,17 ml

Artikelnummer 172400



Produktbeschreibung

Küvette Typ 121.000-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 0.2 mm, 2 PTFE-Stopfen, Füllvolumen 170 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 0,2mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Zylinder-Küvetten

Volumen Küvette: 0,17 ml

Hersteller-Nr.: 121-0.20-40

Weitere Bilder

