

Durchflussskivette Typ 130-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 33x9,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,2 ml

Artikelnummer 172414



Produktbeschreibung

Kivette Typ 130-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, Apertur (HxB) 33 x 9.5 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 3.200 µl.

Kivetten Anwendung: Kivetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Kivetten Typ: Durchflussskivetten

Volumen Kivette: 3,2 ml

Hersteller-Nr.: 130-10-40

Weitere Bilder

