

# Durchflussskivette Typ 137-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200- 2500 nm, 2,6 ml

Artikelnummer 172418



## Produktbeschreibung

Kivette Typ 137-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, Apertur (HxB) 20 x 9 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 2.600 µl.

**Kivetten Anwendung:** Kivetten für Absorptionsmessungen

**Schichtdicke:** 10mm

**Wellenlänge (von bis):** 200-2500 nm

**Wellenlängenspektrum:** UV/VIS

**Kivetten Typ:** Durchflussskivetten

**Volumen Kivette:** 2,6 ml

**Hersteller-Nr.:** 137-10-40

## Weitere Bilder

