

Durchflussküvette Typ 170-QS, SD=2mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 8,5-15mm, Apertur 17,5x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,24 ml

Artikelnummer 172430



Produktbeschreibung

Küvette Typ 170-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 2 mm, Apertur (HxB) 17.5 x 6.5 mm, Zentrumshöhe 8.5 - 15 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 240 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 2mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Durchflussküvetten

Volumen Küvette: 0,24 ml

Hersteller-Nr.: 170-000-2-40

Weitere Bilder

