

Küvette Typ 100-QS, SD=40 mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 14 ml

Artikelnummer 172011-K



Produktbeschreibung

Küvette Typ 100-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 40 mm, PTFE-Falzdeckel, Füllvolumen 14.000 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 40mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Makro-Küvetten

Volumen Küvette: 14 ml

Hersteller-Nr.: 100-40-40

Weitere Bilder

