

Küvette Typ 110-QX, SD=1mm, PTFE-Stopfen, Extended Range Quarzglas, WL 200-3500 nm, 0,35 ml

Artikelnummer 172013-1-QX



Produktbeschreibung

Küvette Typ 110-QX aus Extended Range Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 3500 nm, Schichtdicke 1 mm, PTFE-Stopfen, Füllvolumen 350 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 1mm

Wellenlänge (von bis): 200-3500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS/NIR

Küvetten Typ: Makro-Küvetten

Volumen Küvette: 0,35 ml

Hersteller-Nr.: 110-1-46

Weitere Bilder

