

Küvette Typ 110-QS, SD=5mm, PTFE-Stopfen, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 1,75 ml

Artikelnummer 172013-5



Produktbeschreibung

Küvette Typ 110-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 5 mm, PTFE-Stopfen, Füllvolumen 1750 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 5mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Makro-Küvetten

Volumen Küvette: 1,75 ml

Hersteller-Nr.: 110-5-40

Weitere Bilder

