

Hellma Kalibrierstandard UV512 mit 12 mg/l Niacin zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (213, 261 nm)

Artikelnummer 260338



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV512 gefüllt mit 12 mg/l Niacin in Salzsäure zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (ca. 0,5 Abs) im UV-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 213, 261 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667512

Weitere Bilder

