

Hellma Kalibrierstandard UV599 mit Salzsäure, Referenzfilter zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit

Artikelnummer 260344



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV599 gefüllt mit Salzsäure, Referenzfilter zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 213, 261 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667599

Weitere Bilder

