

Hellma Holmiumoxidglas Kalibrierstandard F1 zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (279 - 638 nm)

Artikelnummer 260320-F1



Produktbeschreibung

Hellma® Holmiumoxidglas Kalibrierstandard F1 zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 279, 361, 453, 536, 638 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Glasfilter

Hersteller-Nr.: 666F1-339

Weitere Bilder

