

Hellma Neutralglas-Kalibrierstandard F2 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (0,25 Abs) im Vis-Bereich

Artikelnummer 260320-F2



Produktbeschreibung

Hellma® Neutralglas-Kalibrierstandard F2 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (0,25 Abs) im Vis-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 440, 465, 546.1, 590, 635 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Glasfilter

Hersteller-Nr.: 666F2-39

Weitere Bilder

