


Hellma Neutralglas-Kalibrierstandard F4 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (1,0 Abs) im Vis-Bereich

Artikelnummer 260320-F4



Produktbeschreibung

Hellma® Neutralglas-Kalibrierstandard F4 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (0,5 Abs) im Vis-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 440, 465, 546.1, 590, 635 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Glasfilter

Hersteller-Nr.: 666F4-37

Weitere Bilder

