

Hellma Didymiumglas Kalibrierstandard F7W zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (329 - 875 nm)

Artikelnummer 260320-F7W



Produktbeschreibung

Hellma® Didymiumglas Kalibrierstandard F7W zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 329, 472, 512, 681, 875 nm mit Spaltbreite 1 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Glasfilter

Hersteller-Nr.: 666F7W-323

Weitere Bilder

