

Hellma Kalibrierstandard-Set S300 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (440 - 635 nm)

Artikelnummer 260320-S300



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard-Set S300 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit [Set entspricht NIST SRM 2930]

Überprüfung der photometrischen Genauigkeit im Vis-Bereich mit dem Glas-Filter F390 (0,04 Abs) und den Neutralglas-Filtern F301 (2,5 Abs), F303 (3,0 Abs), kalibriert bei Wellenlängen 440, 465, 546.1, 590, 635 nm, Spaltbreite 1 nm, gemessen gegen Luft.

Alle Filter mit Seriennummer In hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkkS-Kalibrierscheinen.

Kalibrierstandard Typ: Glasfilter-Set

Hersteller-Nr.: 666S300

Weitere Bilder

